



Flocare[®] Infinity[™] snel opstarten


→ Bij het eerste gebruik de pomp 6u opladen. De pomp kan tegelijkertijd gebruikt worden.



→ 13 : kies een programma 1 of 2 (verso)

KIES EEN PROGRAMMA

1 Continu voeden



2 Een dosis toedienen



www.nutriciaflocare.com

NPSC / Nutricia Pump Service Centre
 pump.service@nutricia.com
 tel. 070 22 40 42

NUTRICIA
flocare[®] Infinity[™]